

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 45786011/934/ 311
KONU : TEKLİF

30/07/2018 - 3808

Hastanemiz Medikal Depo Laboratuvar Birimi İhtiyacı 5 Kalem Malzeme Alımı İşi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı ..06../08/2018 günü saat ..13../00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

EKLER: Sayfa teknik şartname

e-posta : udhdogrudentemin64@gmail.com

TEL: 276.224 00 00 - 4333- DAHİLİ - FAX : 2238475 - 2247313

SI	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	ACT TEST KÜVETİ (ETKİNLEŞTİRİLMİŞ PIHTILAŞMA ZAMANI)	400	ADET	TL	TL
2	KOLODYUM ÇÖZELTİSİ	6	LİTRE	TL	TL
3	DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI	5.000	ADET	TL	TL
4	BEYAZ RODAJLI LAM	5.000	ADET	TL	TL
5	DOKU TAKİP KASETİ SÜNGERİ	10.000	ADET	TL	TL
				TOPLAM	TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

1. ACT KÜVETİ

1. ACT test küvetleri hasta başında, heparinizasyon yapılan hastaların ACT değerlerini ölçmek için geliştirilmiş olmalıdır.
2. ACT test küvetleri yapılan testi cihaza otomatik olarak tanımlan optik sisteme sahip olmalıdır.
3. ACT test küvetleri microsample (tek damla kan) ile çalışabilecek yapıda olmalıdır.
4. ACT küvetleri kullanıldığı sürece yüklenici firma hastanenin istediği adet cihazı hastaneye ilgili birimlere sağlamalıdır.
5. ACT test küvetleri ambalajı açıldıktan sonra 24 saat bozulmadan teste hazır olarak kalabilmelidir.
6. ACT test küvetleri hipotermiden etkilenmemelidir.
7. ACT test küvetleri hemodilüsyondan etkilenmemelidir.
8. ACT test küvetleri tekli ambalajlarda kullanıma hazır olmalıdır.
9. Teslim süresinden itibaren en az 1 yıl miadı olmalıdır veya ihalenin uhdesinde kalan firma ürünleri en az iki ay öncesinde haber verilmesi durumunda yeni miadlı ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
10. Küveti veren firma her türlü sarf malzemesini vermek zorundadır. Cihaza ait her türlü bakım ve onarım firmaya aittir. Bu süre esnasında hizmetin aksamaması için yedek cihaz temin etmek zorundadır.

UŞAK ÜNİ TIP FAK. EGT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Barış TUNCER
Dip. Tes. No: 10736
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ TIP FAK. EGT. VE ARŞ. HAST.
Op. Dr. Aydın KOÇ
Dip. Tes. No: 65413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ EGT. ARŞ. HAST.
Dip. Dr. Şahin BOZOK
Dip. Tes. No: 100792 / 68847
Kalp Damar Cerrahi A.B.D.

COLLODİUM SOLÜSYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- COLLODİON %4 (NİTROCELLULOSE SOLUTION) İÇEREN SOLÜSYON OLMALI
- 2- KOYU RENKLİ CAM ŞİŞEDE AMBALAJLANMALI VE CAM ŞİŞE AĞZI KULLANILAN COLLODİON SOLÜSYONUNU GERİ DOLDURABİLECEK GENİŞLİKTE OLMALI
- 3- 1 (BİR) LT ŞİŞELERDE OLMALI
- 4- İÇERİSİNDE PARTİKÜL OLMAMALI VE AKIŞKAN OLAMALIDIR
- 5-ÜRÜNLERİN UYGUNLUĞUNU TEYİT ETMEK AMACIYLA NUMUNE VERİLMELİDİR.

Birinci m.01k


USAK ÜNİ. TIBBİ FAK. İST. VE ABS HAS
UZM. DR. T. SEVAL ACAR
Diy. Tescil No: 59877
Gözetim Hast. ve Laboratuvar Uzmanı

DOKU TAKİP KASETİ ŞARTNAMESİ

- 1- Patoloji laboratuvarında kullanılan değişik boyuttaki dokuların işleminden geçmeden önce yerleştirileceği standart, renkli, kapaklı doku takip kasetleridir.
- 2- Kasetler acetal polymer malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- 3- Gözenekleri kimyasal geçişine uygun nitelikte olmalıdır. Gözeneklerde düzensizlik ve tıkanıklık olmamalıdır.
- 4- Patolojide kullanılan kimyasallara ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır. (Takip esnasında alkol, aseton, ksilen, parafin gibi solvent ve fiksatiflerden dolayı fiziksel ve fonksiyonel deformiteye uğramayacak polimer, plastik malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- 5- Boyut farkı ve çapaklanma olmamalıdır. Mikrotom cihazına uygun olmalıdır.
- 6- Plastik kesitler -20 derecede dondurulduğunda kırılma, çatlyama ve benzeri deformasyonlar göstermemeli, bu sıcaklıkta rutin bloklama parafinleri ile uyum sağlamalı ve parafinde ayrışma ve çatlamlar oluşmamalıdır.
- 7- Kaset kapakları kasetlerin üzerinde ve ayrılmamış halde olmalı, kaset üzerinde kolayca hareket edebilmeli, kapaklar tek hareketle kapanarak kasete ön, arka ve yanlardan açılmayacak bir şekilde monte edilmelidir. Bu özelliklere sahip olmayan ürün kabul edilmeyecektir.
- 8- Mikrotom standart kaset tutucularına tam olarak oturacak ebat ve şekilde üretilmiş olmalıdır. Kesim işlemi sırasında plastik elastikiyetine bağlı olarak titreşim oluşturmamalıdır.
- 9- Kasetin gövdesi üzerinde kurşun kalemle de kalıcı olacak yazı yazılması için özel bölge olacaktır. Yazı yazılacak yüzey yazının dağılmasını engelleyecek özellikte olmalıdır.
- Aşırı pürüklü veya ve parlak kaygan görünümde olmamalıdır.
- 10- Kasetler üç farklı renkte olacak ve idarenin belirmiş olduğu sayılarda teslim edilecektir.
- 11-Kasetin ebatları 40 X 26 X 7 mm olacaktır.Diapath AP AUTOLOADER cihazına tam uyumlu olmalıdır.
- 12-Numune değerlendirilmesi için en az 100 adet kaset ihale birimine teslim edilmelidir.
- 13-Kasetler cihaza kolayca yüklemeyi sağlayacak şekilde 30-50 lik şeritlerde dizilmiş olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Yrd.Doç. Dr. Sirin KÜÇÜK
Dip. Tes. No: 124476
Patoloji Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Mehmet GÜNDOĞAN
Dip. Tes. No: 117702
Tıbbi Patoloji Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. VE ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Ersoy ERÇİHAN
Dip. Tes. No: 74935
Tıbbi Patoloji Uzmanı

Rodajlı Lam Teknik Şartnamesi (Diapath Ap Itineris cihazına Uyumlu)

1. 25x75x1 mm boyutlarında olmalıdır. 50 lik ambalajda olmalıdır.
2. Kenarları iyi traşlanmış, çapaksız ve uçları künt kesimli olmalıdır.
3. Yüzleri çiziksiz, çatlaksız, temiz, berrak, tozsuz ve çapaksız, iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan mamul, ayrıca kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
4. Bir yüzü elimizdeki cihazın tanımlayıcı barkodları yazılmasını sağlayacak şekilde beyaz renkte olmalıdır.bu alan 2 X 2.6 cm olmalıdır.
5. Buzlu kısmına kurşun kalem ile kolay yazılabilmeli, bu yazılar kimyasal maddelerle dağılmamalı ve silinmemelidir.
6. Birbirine yapışmamalıdır. Bu maksatla aralarında çok ince pelur kağıt bulunması tercih sebebidir.
7. Laboratuvarımızda bulunan boya makinesi sepetleri ile uyumlu olmalıdır.
8. Diapath Ap Itineris slide printer cihazımınla tam uyumlu olmalıdır.
9. Numune değerlendirilmesi için 50 adet lam ihale birimine teslim edilmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARAŞT. HAST.
Yrd.Doç.Dr. **Sirin KÜÇÜK**
Dip.Tes.No: 124476
Patoji Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARAŞT. HAST.
Uzm. Dr. **Mehmet GÜNDOĞAN**
Dip.Tes.No: 117702
Tıbbi Patoji Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARAŞT. HAST.
Uzm. Dr. **Ersoy ERÇİHAN**
Dip.Tes.No: 74935
Tıbbi Patoji Uzmanı

DOKU TAKİP KASET YASTIĞI

- 1- Patoloji laboratuvarında kullanılan Diapath marka lam yazma cihazına uyumlu standart doku takip kaset boyutunda, yapay süngerden mamül, rutin patolojik kimyasallardan etkilenmeyecek ve sıvı nüfuzuna izin verecek nitelikte, tüketicinin sipariş sırasında belirleyeceği miktarda olmak üzere beyaz veya mavi renkte olmalıdır.
- 2- Malzemenin muayenesi için teklif ile birlikte her renkten bir kutu numune verilmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARAŞT. HAST.
Yrd.Doç.Dr. SİN KÜÇÜK
Dip.Tes.No: 124478
Patoloji Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARAŞT. HAST.
Uzm. Dr. Mehmet GÜNDOĞAN
Dip.Tes.No: 117702
Tıbbi Patoloji Uzmanı

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞİT. VE ARAŞT. HAST.
Uzm. Dr. Ersoy ERCİHAN
Dip.Tes.No: 74935
Tıbbi Patoloji Uzmanı