

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI :45786011/934/
KONU:TEKLİF

1323

31.10/2018

Hastanemiz Kalp ve Damar Cer. Servisinde yatmakta olan 30032105442 T.C. KİMLİK NUMARALI ALİ KOCAPINAR için 2 Kalem Tıbbi Malzeme alımı yapılacaktır. Alımı yapılacak malzemeler set olduğunda bir bütün olarak değerlendirilecektir. Aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birimi fiyatlarınızı 01.11.2018 günü saat:19.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Eki:.....Sayfa Teknik Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Firmalar Teklif Ettikleri Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UBB Kod Numaralarını ve Karşılık Gelen Etiket Adlarını varsa Emekli Sandığı Barkod Numarasını Ayrıca Ürünü Satmaya Yetkili Bayi Olduğunu Gösteren Tanımlayıcı Numarasını ve SUT Kodlarını Teklif Ekinde Sunmak Zorundadır.

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276 223 84 75-FAKS:276 224 73 13

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER	MİKTAR	BİRİM	SUT KODU	UBB	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	BİYOLOJİK AORT KALP KAPAĞI	1	ADET	KV1006			
2	BİYOLOJİK MİTRAL KALP KAPAĞI	1	ADET	KV1006			
TOPLAM							TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM VE İZMA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Mail Adresimiz: udhdogrudentemin64@gmail.com

Aort Biyoprotez Kapağı (KV 1006)

1. Biyoprotez kapak; tek şerit halindeki Bovine perikardiumundan, özellikle aort pozisyonu için tasarlanmış, esnek (flexible) (asetal homopolimer) stentli olarak hazırlanmış olmalıdır.
2. Biyoprotez kapağın yapımında kullanılan perikard dokusu, kapağın orifice alanını daraltmayacak şekilde stentin dışına monte edilmiş olmalıdır.
3. Biyoprotezin tek şerit halindeki perikardının erken yıpranmayı önlemek amacıyla 'çapraz dikiş örüntüsü' kullanılarak birleştirilmiş olmalıdır.
4. Biyoprotez kapak düşük profilli olmalıdır.
5. Biyoprotez kapak supra-annular yada intra-annular pozisyonlarda yerleştirilebilmelidir.
6. Biyoprotez kapak; hastanın anatomik yapısına uyum sağlayabilmeli, perivalvular kaçak riskini azaltmalıdır.
7. Biyoprotez kapağın üzerine giydirilen polyester kumaş, erken doku yorulmasını engellemek amacıyla tek dikiş çizgi kullanılarak birleştirilmiş olmalıdır.
8. Biyoprotez kapak Gluteralaldehit ile düşük basınçta fikse edilmelidir.
9. Biyoprotez kapaklara demineralizasyon işlemi uygulanmış olmalıdır. Bu işlem Etanol ve 1,2 Octanediol kullanılarak gerçekleştirilmiş olmalıdır.
10. Biyoprotez kapağın dikiş halkası; iğne geçişlerini kolaylaştıran silikon katman içermelidir.
11. Biyoprotez kapağın özel tasarımı 1:1 orifice annulus oranı sağlayarak supra-annular pozisyonda optimal kan akımı sağlamalıdır.
12. Dikiş halkası, biyoprotez kapağın radyogörünürlüğünü sağlayabilmesi için Tungsten emdirilmiş olmalıdır.
13. Biyoprotez kapak ; 19, 21, 23, 25, 27, 29 mm boylarda sunulmuş olmalıdır.
14. Kapak üretildiği tarihten itibaren 4 yıl boyunca kullanıma uygun olmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Aydın KOÇ
Dip Tescil No: 65413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. EĞT. ARŞ. HAST.
Doç. Dr. Şahin BÖZÖK
Dip. Tes. No: 100792 / 68847
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.

PERICARBON MORE BİYOPROTEZ MİTRAL KAPAK TEKNİK ŞARTNAMESİ(KV 1006)

1. Biyoprotez kapak Mitral pozisyon için tasarlanmış Bovine Perikard yapıda olmalıdır.
2. Biyoprotez kapağın stenti; polimerik yapıda olmalıdır.
3. Biyoprotez kapak kalsifikasyon oranını azaltmak amacıyla Rezidüel Aldehit Nötralizasyon işleminden geçirilmiş olmalıdır.
4. Biyoprotez kapak; Gluteraldehit ile düşük basınçta fikse edilmiş, Homosisteik asit ile nötralize edilmiş ve Paraben solüsyonu içinde korunmuş olmalıdır. Yerleştirme öncesi yıkama gerektirmemelidir.
5. Biyoprotez kapağın 'anti-looping koruma' özelliği olmalıdır.
6. Biyoprotez kapağın yaprakçıkları fonksiyonel iç ve dış duvar tabakaları olmak üzere 2 katmandan oluşmalıdır.
7. Leafletlerin açılması ve kapanması sırasında oluşan gerilimi dağıtmak amacıyla biyoprotez kapağın yaprakları, komisurlerin birleşme noktalarında çapraz dikiş tutturulmuş olmalıdır.
8. Biyoprotez kapağın leafletleri silindirik olarak açılmalıdır, açılma sırasında yapraklar birbirleri ile temas etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
9. Dikiş halkası hemo-biyo-uyumlu özelliği sağlamak için Carbofilm teknolojisi ile kaplanmış polyester yapıda olmalıdır.
10. Biyoprotez kapak, mitral konumda yerleştirilirken stent boynuzlarının dokulara takılmasını engellemek amacıyla koruyucu bir dikişle tutturulmuş olmalıdır.
11. Biyoprotez kapağın yerleştirilmesi için, her ölçüye uygun tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
12. Biyoprotez kapağın ölçüleri; 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 olarak sunulmalıdır.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Op. Dr. Aydın KOÇ
Diy. Tescil No:65413
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

UŞAK ÜNİ. EĞT. ARŞ. HAST.
Doç. Dr. Şahin BÖZÜK
Diy. Tesc. No: 100792 / 68847
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.